

Laboratorio TRILAB



✉ trilab@trilab.com.ar

📍 Presidente José Evaristo Uriburu 774 -2° PISO - CABA

☎ 011 7532 2183 / 011 4951 2448

📞 +54 9 11 2736 1516

EXOMA CLÍNICO DIRIGIDO SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO.

Instrucción para el Paciente:

- Ayuno de 4 horas.

Instrucción para la toma de muestra:

- Extraer 2 tubos con sangre entera venosa en anticoagulante EDTA. Evitar punciones traumáticas que puedan causar hemólisis.
- Invertir suavemente al menos 5 veces evitando la formación de espuma.
- Garantizar el enrase correcto.
- Volumen mínimo a remitir: 5 ml.
- Enviar muestra correctamente rotulada.
- Condiciones de almacenamiento: conservar refrigerada (no congelar).
- Condiciones de envío: conservar refrigerada en nevera de telgopor con geles fríos. Evitar el contacto directo con los geles.

Observaciones: La muestra debe acompañarse con el consentimiento informado. En caso de tratarse de un menor debe venir firmado por padre, madre o tutor y médico.