

ANTICUERPO ANTI RECEPTOR DE ACETILCOLINA (ACRA).

Instrucción para el Paciente:

- Ayuno de 8 horas (las muestras hiperlipémicas no pueden ser procesadas).

Instrucción para la toma de muestra:

Muestra: únicamente suero.

- Extraer 5ml de sangre venosa en 1 tubo seco.
- Evitar punciones traumáticas que puedan causar hemólisis.
- Dejar reposar al menos 15 minutos para que coagule.
- Centrifugar por 15 min a 2500 rpm.
- Volumen mínimo a remitir: 1 ml de suero.

Condiciones de almacenamiento:

- Trasvasar a tubo de plástico correctamente rotulado.
- Conservar refrigerada (2 a 8 °C).

Condiciones de envío:

- Conservar refrigerada.