		SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		LABORATORIOS	
		INFORMACIÓN GENERAL PARA LA TOMA DE MUESTRA ADAMTS 13 LABORATORIO ASTRAZENECA		Creación	01-02-2024
Código	L72132v1.0Ed1-2024			Revisión	02-02-2024
Versión	1.0			Aprobación	07-02-2024
Edición	Ed1-2024			Primera Publicación	08-02-2024
Nº de Página	1 de 2			Publicación Vigente	08-02-2024

1.- Introducción

Este documento describe información general a considerar en la realización de la toma de muestra del examen Adams13 que permite la confirmación diagnóstica de la patología **Síndrome Hemolítico Urémico atípico**, realizado para el laboratorio Astrazeneca.

2.- Objetivo

Asegurar el cumplimiento a los estándares de calidad definidos y exigidos por el cliente Astrazeneca.

3.- Alcance

Este documento aplica a los servicios prestados por Serproen al laboratorio Astrazeneca en el ejercicio de la realización de la toma de muestra para ser procesadas en Red Salud UC Christus.

4.- Aspectos generales a considerar para la toma de la muestra

4.1 Nombre del examen: ADAMTS 13

4.1.1 Información a considerar


- a) Laboratorio de procesamiento: UC Christus
- b) Preparación del paciente: Ayuno 4 hrs o desayuno liviano
- c) Tipo de muestra requerida: Sangre periférica
- d) Tipo de tubo requerido: tubo tapa color celeste
- e) Volumen requerido: 2.7 ml de sangre total
- f) Estabilidad de la muestra: T° ambiente (20-25°C) 4 hrs
- g) Plazo entrega resultados: 24 a 48 horas. Los informes estarán disponibles en la plataforma de resultados de convenios o a través de la página web institucional, www.ucchristus.cl.

4.1.2 Rotulación de la muestra

- a) Nombre completo del paciente
- b) Rut del paciente o número de identificación, según corresponda

4.1.3 Entrega de la muestra

- a) La muestra debe ser entregada el mismo día de la toma de muestra, en la unidad de convenios de UC Christus Marcoleta, ubicada en diagonal paraguay 371, local 25, Santiago.
- b) Junto a la muestra se debe entregar los siguientes documentos:
 1. Orden médica
 2. Carta de resguardo de Serproen por convenio
 3. Formulario Derivación de muestras externas con convenio de UC Christus

	Vigencia		Publicación Vigente	Código/Versión/Edición	Nº Página
	TRD-INF	1 año(s)	08-02-2024	L72132v1.0/Ed1	2 de 2

c) **Antecedentes necesarios para los documentos a entregar junto a la muestra:**

1. Nombre completo del paciente
2. RUT del paciente o número de identificación
3. Fecha de nacimiento
4. Fecha de toma de la muestra

IMPORTANTE: Los datos relacionados a la identidad del paciente deben ser completados en el domicilio con su Cédula de Identidad.




5.- Comunicación y capacitación

Se comunicarán a través de los medios de comunicación internos descritos en el proceso de comunicación y que se consideren idóneos para este objetivo, tales como: App Serproen, Plataforma de capacitación y correos electrónicos.

6.- Documentos relacionados

- Procedimiento para la gestión de la toma de muestra Laboratorio Astrazeneca

7.- Control de Generación y Aprobación

Responsable	Creación	Revisión	Aprobación
Nombre	Carolina Cárdenas	Cristina Magaña	Paulina Singh
Cargo / función	Enfermera Coordinadora Gestión	Enfermera Supervisora	Subgerente Laboratorios
Firma			
Fecha	01-02-2024	02-02-2024	07-02-2024

8.- Trazabilidad de los cambios

CONTROL DE EDICIONES						
Versión	Edición	Fecha de edición	Apartado modificado	Descripción - Observaciones	Editor(a)	Firma
v1.0	Ed1	07-02-2024	Todos	Entrada en vigencia y publicación del documento	Carolina Cárdenas Enfermera Coordinadora Gestión	